

## Tatrapoint 2



Una dattilobrilie meccanica per la scrittura in braille

La macchina viene consegnata in una valigetta portatile ed è fissata su un piano in gomma rimovibile con quattro fori.

Il carrello della macchina da scrivere è fissato per prevenire eventuali urti durante il trasporto tramite il posizionamento dei margini al centro dello stesso.

Per iniziare ad utilizzare la macchina rimuoverla insieme al tappetino di gomma della valigetta, posizionare la gomma sopra il tavolo e fissare sul piano in gomma la dattilobrilie. Il piano di gomma consente di mantenere la dattilobrilie ben ferma sul tavolo durante la scrittura.

Le levette di blocca margine sono poste nella parte superiore del retro della macchina.

Premere il margine destro in avanti verso la tastiera e spostarlo verso destra. Spostare il carrello leggermente a sinistra. Dopo lo sblocco di entrambi i margini è possibile impostare il margine destro e quello sinistro nella corretta posizione in base alle dimensioni del foglio e al numero di caratteri per riga.

La dattilobrilie permette di scrivere fino a 40 caratteri per riga nella versione con carrello di 27.5 cm e 29 righe per pagina.

Il campanello avverte 5 caratteri prima del raggiungimento del margine precedentemente fissato.

Per fissare la carta far girare il rullo fino alla posizione dove la barretta di fissaggio della carta può essere aperta. Posizionare la carta e abbassare la barretta per fissarla.

Arrotolare la carta sul rullo facendo girare la manopola verso di voi fino a che sulla

carta rimane lo spazio per la scrittura della prima riga. Questo modo di fissare la carta ne permette un movimento corretto in entrambe le direzioni assicurando una buona qualità della scrittura braille.

La distanza tra i caratteri braille è di 6 mm mentre la distanza tra i punti braille dello stesso carattere è di 2.7 mm.

Il carattere braille si compone tramite la pressione simultanea dei tasti corrispondenti ai punti da portare in rilievo.

Per la dattilobrilie standard da utilizzare con entrambe le mani la disposizione dei tasti rispetto ai punti braille è la seguente:

Il tasto centrale lungo è la barra spaziatrice. Dal centro verso la sinistra ci sono i tasti per i punti 1.2 o 3 mentre dal centro verso destra ci sono i tasti per i punti 4.5 o 6.

Sulla parte sinistra della tastiera si trova la levetta di backspace. Premendo questa levetta il carrello si sposta di una posizione verso destra permettendo quindi la correzione e la riscrittura dell'ultimo carattere.

Su entrambi i lati del carrello sono posizionati due supporti per il fissaggio del nastro DYMO per la produzione di etichette braille.

#### CARATTERISTICHE:

- Possibilità di fissare un nastro DYMO, largo 12 mm, per la produzione di etichette adesive in braille.
- Dimensioni: 40 cm x 26 cm x 8,5 cm. Peso: 2,75 kg.
- Custodia in dotazione
- massimo 40 caratteri per riga e 29 righe per pagina.
- carrello lungo: 27,5 cm.

PRODUTTORE: SVEC A SPOL S.R.O.